

Inspection Certificate

Abnahme Prüfzeugnis

Designation: Bezeichnung	RS-Tablets RS-Tabletten	Material: Material	Milk powder Milchpulver
Manufacturer: Hersteller	Endlhausen	Batch-no. Chargen-Nr:	EK01009-01/26

Hardness test (constant speed 2,3mm/sec)	Measurement results / Messergebnisse			
	Average: Mittelwert	88,8 N	Min: 72 N	Max: 102 N
		Diameter Durchmesser	Thickness Dicke	Weight Gewicht
	Average: Mittelwert	7,04 mm	3,80 mm	181,2 mg
	± 5 % of average value: Vom Mittelwert	100%	100%	100%

Hardness test (constant force 20N/sec)	Measurement results / Messergebnisse			
	Average: Mittelwert	75,6 N	Min: 60 N	Max: 99,1 N

Measurements were performed with ERWEKA Tablet Hardness Testers. Prior to measurements, they were calibrated with references traceable to national standards.
Environmental influences can cause an ongoing process of disintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore, we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exicator after opening. The values of this batch are checked regularly. Please check online via www.erweka.com/support/certificates.html if updated documents are available.

Note: Before measurement, the respective device must be calibrated with appropriate test equipment (weight). The RS tablets are only to be seen as an aid and do not serve to calibrate a device!

*Die Messungen erfolgten auf ERWEKA Tablettenbruchfestigkeitstestern. Die Geräte wurden vor der Messung mit Prüfmitteln kalibriert, welche Maßanschluss an nationale Normale haben.
Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der RS-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel, nach dem Anbruch im Exsikkator aufbewahren. Die Messwerte dieser Charge werden regelmäßig überprüft. Bitte prüfen Sie ggf. die Verfügbarkeit aktualisierter Dokumente auf unserer Internetseite www.erweka.com/support/certificates.html.*

Hinweis: Vor der Messung ist das jeweilige Geräte mit entsprechendem Prüfmittel (Gewicht) zu kalibrieren. Die RS-Tabletten sind lediglich als Hilfsmittel zu sehen, und dienen nicht zur Kalibrierung eines Gerätes!

Validity of the inspection certificate: 2027-01-29
Gültigkeit des Abnahmeprüfzeugnisses

Langen, 2026-01-29


Claus Elsner
- Managing Director / Technical Operations -