



Inspection Certificate

Abnahme Prüfzeugnis

Designation: Bezeichnung	RS-Tablets RS-Tabletten	Material: Material	Milk powder Milchpulver
Manufacturer: Hersteller	Endlhausen	Batch-no. Chargen-Nr:	EK01009_01/26

Friabilitätstest

Friability test

Anzahl der Prüflinge: 6 x 37 Tabletten
Measurement quantity: 6 x 37 tablets

Testdatum: 2026-03-18
Date of Test:

Messergebnis Measurement results	1.Messung 1 st measuremt.	2.Messung 2 nd measuremt.	3.Messung 3 rd measuremt.	4.Messung 4 th measuremt.	5.Messung 5 th measuremt.	6.Messung 6 th measuremt.
Gewicht vor Testbeginn in mg Weight before test in mg	6701,0	6700,1	6690,8	6688,3	6689,4	6689,5
Gewicht mg nach Test in mg Weight after test in mg	6694,0	6695,4	6684,9	6681,3	6684,2	6682,1
Abweichung in % Difference in %	0,10	0,07	0,09	0,10	0,08	0,11
Abweichung Akzeptanzkriterium von <0,5% Difference acceptance criteria of <0,5%						

Measurements were performed with an ERWEKA Abrasion Tester TAR II (100 Turns, 25rpm) Serial no.: 305884, a balance (Ident number: 0042306403), a speedometer (Ident number: BBBB3502) and a stopwatch (Ident number: ZT98038). Prior to measurements they were calibrated with references traceable to national standards.

Environmental influences can cause an ongoing process of disintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore, we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exicator after opening. The values of this batch are checked regularly. Please check online under www.erweka.com/support/certificates.htm if newer documents are available.

Die Messung erfolgte an einem ERWEKA Tablettenabriebtester TAR II (Testlänge: 100 Umdrehungen bei 25 1/min) Serien-Nr. 305884 sowie einer Waage (Identnummer: 0042306403), ein Tachometer (Identnummer: BBBB3502) und eine Stoppuhr (Identnummer: Z98038). Die Geräte wurden mit Prüfmitteln kalibriert, welche Maßanschluss an nationale Normale haben. Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der RS-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel, nach dem Anbruch im Exsikkator aufbewahren. Die Messwerte dieser Charge werden regelmäßig überprüft. Bitte prüfen Sie ggf. die Verfügbarkeit neuerer Dokumente auf unserer Internetseite www.erweka.com/support/certificates.html.

Validity of the inspection certificate: 2027-03-18
Gültigkeit des Abnahmeprüfzeugnisses

Langen, 2026-03-18


Claus Elsner
- Managing Director / Technical Operations -